

- Die mobile Wannenthalerung
- Der Barcode Scanner
- Das Befüllen
- Das Vertical select
- Die Modularität



TT TwinTec



DIE MOBILE WANNENHALTERUNG
Die horizontal verschiebbare Wannenthalerung mit integriertem Bedienfeld Erleichtert die Einlagerung der Medikamente enorm.



DER BARCODE SCANNER
Ein mobiler Funkscanner dient dazu um PZN, EAN-13 und Data Matrix Codes zu lesen.



DAS BEFÜLLEN
Sicher und schnell. Nach dem scannen der Packung erkennt das System den Lagerplatz und zeigt Diesen, gesteuert über Leuchtdioden und einer Sprachausgabe, sofort an.

DAS VERTICAL SELECT
Ein Sammelband fährt auf die Höhe der geforderten Ebene - so gleiten die Produkte sanft, ohne Bruchgefahr, auf das Band.
Das multiple Picking von mehreren Packungen arbeitet schnell und vorsichtig um empfindliche oder zerbrechliche Medikamente und Verpackungen zu schonen.



MODULARITÄT
Das System TWINTEC mit seinen Modulen von 1m40 oder 2m80 passt sich an jede Konfiguration an (senkrecht, im L, Rückseite gegen Rückseite, usw...).



**SCHNELL
& GUT**